

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Поставка «Реактивов» для нужд МУЗ «Городская больница №3» г.Владимира
2.	Количество товара (шт, кг, литры и т.д.)	См.ниже
3.	Требования к качеству товара	См.ниже
4.	Требования к техническим характеристикам товара (технические характеристики товара или его комплектующие)	<i>При поставке на каждую партию товара:</i> предоставление копии сертификата соответствия (Постановление Правительства № 1013 от 13.08.1997 г.)
5.	Требования к безопасности товара (указывается состояние товара в обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, при котором риск вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен допустимым уровнем - со ссылкой на регламентирующий документ)	Товар поставляется в ненарушенной упаковке с соблюдением условий хранения.
6.	Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара	ГОСТ в соответствии с наименованием продукции.
7.	Требования к размерам и упаковке товара	В соответствии с действующим законодательством, требованиями.
8.	Требования к отгрузке товара (доставка до склада получателя, транспортом поставщика, разгрузка и погрузка силами и средствами поставщика, самовывоз и др.)	Поставка осуществляется транспортом поставщика до склада получателя. Разгрузка силами и средствами поставщика.
9.	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям главного распорядителя средств (Заказчика). (Указываются иные показатели в соответствии с действующим законодательством)	-

№ п/п	Торговое название	Производитель	Техническая характеристика		Единица измерения	Цена за единицу измерения (в руб.)	Кол-во	Сумма (в руб.)	Особые условия																																					
	Набор реагентов для иммуноферментного определения ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА в сыворотке и плазме крови количественный	Алкор-Био, Россия	Набор состоит из: Стрипы с моноклональными антителами к ТТГ – 1 уп Калибровочные пробы – 6 фл Контрольная сыворотка – 1 фл Конъюгат Е – 1 фл Буфер Р – 1 фл Раствор ТМБ – 1 фл Стоп-реагент – 1 фл Прозрачный пластиковый пакет с замком – 1 шт Метод: твердофазный иммуноферментный, диапазон определяемых концентраций: 0,1-12 мкМЕ/мл		наб.	2 310,00	15	34 650,00																																						
	Набор реагентов для иммуноферментного определения ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА в сыворотке и плазме крови	Хема, Россия	<table border="1"> <tr> <td>Принцип анализа</td> <td>Двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ</td> </tr> <tr> <td>Количество анализов (включая контроли)</td> <td>96 анализов</td> </tr> <tr> <td>Формат планшета</td> <td>96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок</td> </tr> <tr> <td>Образец для анализа</td> <td>Сыворотка, плазма</td> </tr> <tr> <td>Температура инкубации</td> <td>37°С</td> </tr> <tr> <td>Общее время инкубации</td> <td>Не более 75 минут</td> </tr> <tr> <td>Хромогенный субстрат</td> <td>Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению</td> </tr> <tr> <td>Регистрация ИФА реакции</td> <td>Фотометрический метод при длине волны: 450 нм</td> </tr> <tr> <td>Метод ИФА анализа</td> <td>Количественный</td> </tr> <tr> <td>Калибровочные пробы</td> <td>6 калибровочных проб, содержащих 0, 10, 25, 50, 100, 200 МЕ/л ХГ. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.</td> </tr> <tr> <td>Контрольная сыворотка</td> <td>Наличие</td> </tr> <tr> <td>Диапазон выявления концентраций</td> <td>10-200 МЕ/л</td> </tr> <tr> <td>Чувствительность</td> <td><5 МЕ/л</td> </tr> <tr> <td>Комплектация</td> <td>Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.</td> </tr> <tr> <td>Остаточный срок годности на момент поставки</td> <td>Не менее 80%</td> </tr> <tr> <td>Инструкция по использованию набора (язык)</td> <td>Русский</td> </tr> <tr> <td>Упаковка</td> <td>Прозрачная зипперная. Целфеновая вакуумная упаковка планшета.</td> </tr> <tr> <td>Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.</td> <td>Наличие</td> </tr> <tr> <td>Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680</td> <td>Наличие</td> </tr> </table>	Принцип анализа	Двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ	Количество анализов (включая контроли)	96 анализов	Формат планшета	96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок	Образец для анализа	Сыворотка, плазма	Температура инкубации	37°С	Общее время инкубации	Не более 75 минут	Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению	Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм	Метод ИФА анализа	Количественный	Калибровочные пробы	6 калибровочных проб, содержащих 0, 10, 25, 50, 100, 200 МЕ/л ХГ. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.	Контрольная сыворотка	Наличие	Диапазон выявления концентраций	10-200 МЕ/л	Чувствительность	<5 МЕ/л	Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.	Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%	Инструкция по использованию набора (язык)	Русский	Упаковка	Прозрачная зипперная. Целфеновая вакуумная упаковка планшета.	Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие	Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие	наб.	2 120,80	20	42 416,00	При поставке на каждую партию товара: предоставление копии сертификата соответствия (Постановление Правительства № 1013 от 13.08.1997 г.) или декларации о соответствии (Постановление Правительства РФ № 766 от 07.07.1999г.). При заключении муниципального контракта: предоставление копии регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР РФ № 735 от 30.10.2006 г.)
Принцип анализа	Двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ																																													
Количество анализов (включая контроли)	96 анализов																																													
Формат планшета	96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок																																													
Образец для анализа	Сыворотка, плазма																																													
Температура инкубации	37°С																																													
Общее время инкубации	Не более 75 минут																																													
Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению																																													
Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм																																													
Метод ИФА анализа	Количественный																																													
Калибровочные пробы	6 калибровочных проб, содержащих 0, 10, 25, 50, 100, 200 МЕ/л ХГ. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.																																													
Контрольная сыворотка	Наличие																																													
Диапазон выявления концентраций	10-200 МЕ/л																																													
Чувствительность	<5 МЕ/л																																													
Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.																																													
Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%																																													
Инструкция по использованию набора (язык)	Русский																																													
Упаковка	Прозрачная зипперная. Целфеновая вакуумная упаковка планшета.																																													
Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие																																													
Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие																																													
	Набор реагентов для	Хема, Россия	Принцип анализа	Одностадийный конкурентный	шт	2 904,00	8	23 232,00																																						

иммуноферментного определения ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОН-СУЛЬФАТА в сыворотке и плазме крови				иммуноферментный анализ					
			Количество анализов (включая контроли)	96 анализов					
			Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок					
			Образец для анализа	Сыворотка, плазма					
			Температура инкубации	37°С					
			Общее время инкубации	Не более 90 минут					
			Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению					
			Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм					
			Метод ИФА анализа	Количественный					
			Калибровочные пробы	6 калибровочных проб, содержащих 0, 0,1, 0,3, 1, 3, 10 мкг/мл ДЭАС. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.					
			контрольная сыворотка	Наличие					
			Диапазон выявления концентраций	0,1-10 мкг/мл					
			Чувствительность	0,05 мкг/мл					
			Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.					
			Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80 %					
			Инструкция по использованию набора (язык)	Русский					
Упаковка	Прозрачная zipперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.								
Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие								
Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие								
Набор реагентов для иммуноферментного определения ПРОГЕСТЕРОНА в сыворотке и плазме крови	Хема, Россия		Принцип анализа	Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ	наб.	2 725,80	3	8 177,40	
			Количество анализов (включая контроли)	96 анализов					
			Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок					
			Образец для анализа	Сыворотка, плазма					
			Температура инкубации	37°С					
			Общее время инкубации	Не более 75 минут					
			Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению					
			Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм					
			Метод ИФА анализа	Количественный					

			<table border="1"> <tr> <td>Калибровочные пробы</td> <td>6 калибраторов: 0, 1, 4, 10, 40, 100 нмоль/л прогестерона. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.</td> </tr> <tr> <td>Контрольная сыворотка</td> <td>Наличие</td> </tr> <tr> <td>Диапазон выявления концентраций</td> <td>1-100 нмоль/л</td> </tr> <tr> <td>Чувствительность</td> <td>0,3нмоль/л</td> </tr> <tr> <td>Комплектация</td> <td>Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.</td> </tr> <tr> <td>Остаточный срок годности на момент поставки</td> <td>Не менее 80%</td> </tr> <tr> <td>Инструкция по использованию набора (язык)</td> <td>Русский</td> </tr> <tr> <td>Упаковка</td> <td>Прозрачная зипперная. Целфеновая вакуумная упаковка планшета.</td> </tr> <tr> <td>Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.</td> <td>Наличие</td> </tr> <tr> <td>Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680</td> <td>Наличие</td> </tr> </table>	Калибровочные пробы	6 калибраторов: 0, 1, 4, 10, 40, 100 нмоль/л прогестерона. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.	Контрольная сыворотка	Наличие	Диапазон выявления концентраций	1-100 нмоль/л	Чувствительность	0,3нмоль/л	Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.	Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%	Инструкция по использованию набора (язык)	Русский	Упаковка	Прозрачная зипперная. Целфеновая вакуумная упаковка планшета.	Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие	Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие													
Калибровочные пробы	6 калибраторов: 0, 1, 4, 10, 40, 100 нмоль/л прогестерона. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.																																			
Контрольная сыворотка	Наличие																																			
Диапазон выявления концентраций	1-100 нмоль/л																																			
Чувствительность	0,3нмоль/л																																			
Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.																																			
Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%																																			
Инструкция по использованию набора (язык)	Русский																																			
Упаковка	Прозрачная зипперная. Целфеновая вакуумная упаковка планшета.																																			
Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие																																			
Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие																																			
Набор реагентов для иммуноферментного определения КОРТИЗОЛА в сыворотке и плазме крови	Хема, Россия	<table border="1"> <tr> <td>Принцип анализа</td> <td>Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ</td> </tr> <tr> <td>Количество анализов (включая контроли)</td> <td>96 анализов</td> </tr> <tr> <td>Формат планшета</td> <td>96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок</td> </tr> <tr> <td>Образец для анализа</td> <td>Сыворотка, плазма</td> </tr> <tr> <td>Температура инкубации</td> <td>37°С</td> </tr> <tr> <td>Общее время инкубации</td> <td>Не более 75 минут</td> </tr> <tr> <td>Хромогенный субстрат</td> <td>Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению</td> </tr> <tr> <td>Регистрация ИФА реакции</td> <td>Фотометрический метод при длине волны: 450 нм</td> </tr> <tr> <td>Метод ИФА анализа</td> <td>Количественный</td> </tr> <tr> <td>Калибровочные пробы</td> <td>6 калибровочных проб, содержащих 0, 40, 80, 200, 600, 2000 нмоль/л Кортизола. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.</td> </tr> <tr> <td>контрольная сыворотка</td> <td>Наличие</td> </tr> <tr> <td>Диапазон выявления концентраций</td> <td>40-2000 нмоль/л</td> </tr> <tr> <td>Чувствительность</td> <td>25 нмоль/л</td> </tr> <tr> <td>Комплектация</td> <td>Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.</td> </tr> <tr> <td>Остаточный срок годности на момент поставки</td> <td>Не менее 80%</td> </tr> </table>	Принцип анализа	Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ	Количество анализов (включая контроли)	96 анализов	Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок	Образец для анализа	Сыворотка, плазма	Температура инкубации	37°С	Общее время инкубации	Не более 75 минут	Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению	Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм	Метод ИФА анализа	Количественный	Калибровочные пробы	6 калибровочных проб, содержащих 0, 40, 80, 200, 600, 2000 нмоль/л Кортизола. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.	контрольная сыворотка	Наличие	Диапазон выявления концентраций	40-2000 нмоль/л	Чувствительность	25 нмоль/л	Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.	Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%	наб.	2 613,60	3	7 840,80
Принцип анализа	Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ																																			
Количество анализов (включая контроли)	96 анализов																																			
Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок																																			
Образец для анализа	Сыворотка, плазма																																			
Температура инкубации	37°С																																			
Общее время инкубации	Не более 75 минут																																			
Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению																																			
Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм																																			
Метод ИФА анализа	Количественный																																			
Калибровочные пробы	6 калибровочных проб, содержащих 0, 40, 80, 200, 600, 2000 нмоль/л Кортизола. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.																																			
контрольная сыворотка	Наличие																																			
Диапазон выявления концентраций	40-2000 нмоль/л																																			
Чувствительность	25 нмоль/л																																			
Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.																																			
Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%																																			

			Инструкция по использованию набора (язык)	Русский					
			Упаковка	Прозрачная zipперная. Целфеновая вакуумная упаковка планшета.					
			Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие					
			Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие					
Набор реагентов для иммуноферментного определения ПРОЛАКТИНА в сыворотке и плазме крови	Хема, Россия	Принцип анализа	Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ	наб.	2 758,80	5	13 794,00		
		Количество анализов (включая контроли)	96 анализов						
		Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок						
		Образец для анализа	Сыворотка, плазма						
		Температура инкубации	37°C						
		Общее время инкубации	Не более 135 минут						
		Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению						
		Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм						
		Метод ИФА анализа	Количественный						
		Калибровочные пробы	0, 100, 200, 1000, 2000 мМЕ/л ПР. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.						
		Контрольная сыворотка	Наличие						
		Диапазон выявления концентраций	100-2000 МЕ/л						
		Чувствительность	<50 МЕ/л						
		Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.						
		Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%						
Инструкция по использованию набора (язык)	Русский								
Упаковка	Прозрачная zipперная. Целфеновая вакуумная упаковка планшета.								
Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие								
Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие								
Набор реагентов для иммуноферментного определения АУТОАНТИТЕЛ К	Хема, Россия	Принцип анализа	Непрямой двустадийный иммуноферментный анализ	наб.	2 686,20	2	5 372,40		
		Количество анализов	96 анализов						

ТИРЕОПЕРОКСИДАЗЕ в сыворотке крови			(включая контроли)						
			Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок					
			Образец для анализа	Сыворотка, плазма					
			Температура инкубации	18-25°C					
			Общее время инкубации	Не более 75 минут					
			Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению					
			Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм					
			Метод ИФА анализа	Количественный					
			Калибровочные пробы	5 калибровочных проб, содержащих 0, 30, 100, 300, 1000 МЕ/мл АТ-ТПО. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.					
			контрольная сыворотка	Наличие					
			Диапазон выявления концентраций	30 -100 МЕ/мл					
			Чувствительность	10 МЕ/мл					
			Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.					
			Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%					
			Инструкция по использованию набора (язык)	Русский					
Упаковка	Прозрачная зипперная. Целфеновая вакуумная упаковка планшета.								
Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие								
Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие								
Набор реагентов для иммуноферментного определения АУТОАНТИТЕЛ ТИРЕОГЛОБУЛИНУ в сыворотке и плазме крови	Хема, Россия		Принцип анализа	Непрямой двустадийный иммуноферментный анализ	наб.	2 686,20	1	2 686,20	
			Количество анализов (включая контроли)	96 анализов					
			Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок					
			Образец для анализа	Сыворотка, плазма					
			Температура инкубации	18-25°C					
			Общее время инкубации	Не более 75 минут					
			Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению					
			Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм					
			Метод ИФА анализа	Количественный					
			Калибровочные пробы	5 калибровочных проб, содержащих 0, 100, 300, 1000, 3000 МЕ/мл АТ-ТГ. Калибровочные пробы					

				имеют фиксированные значения концентрации аналита.					
			контрольная сыворотка	Наличие					
			Диапазон выявления концентраций	100 -3000 МЕ/мл					
			Чувствительность	30 МЕ/мл					
			Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.					
			Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%					
			Инструкция по использованию набора (язык)	Русский					
			Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.					
			Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие					
			Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие					
	Набор реагентов для иммуноферментного определения АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИНА в сыворотке и плазме крови	Хема, Россия	Принцип анализа	Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ	наб.	2 119,70	2	4 239,40	
			Количество анализов (включая контроли)	96 анализов					
			Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок					
			Образец для анализа	Сыворотка, плазма					
			Температура инкубации	37°С					
			Общее время инкубации	Не более 75 минут					
			Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению					
			Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм					
			Метод ИФА анализа	Количественный					
			Калибровочные пробы	5 калибровочных проб, содержащих 0, 10, 20, 100, 200 Ед/мл АФП. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.					
			Контрольная сыворотка	Наличие					
			Диапазон выявления концентраций	10-200 Ед/мл					
			Чувствительность	5 Ед/мл					
			Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.					
			Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%					

			Инструкция по использованию набора (язык)	Русский					
			Упаковка	Прозрачная zipперная. Целфеновая вакуумная упаковка планшета.					
			Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие					
			Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие					
Набор реагентов для иммуноферментного определения ФОЛЛИКУЛОСТИМУЛИРУЮЩЕГО ГОРМОНА в сыворотке и плазме крови	Хема, Россия	Принцип анализа	Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ	наб.	2 758,80	3	8 276,40		
		Количество анализов (включая контроли)	96 анализов						
		Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок						
		Образец для анализа	Сыворотка, плазма						
		Температура инкубации	37°С						
		Общее время инкубации	Не более 135 минут						
		Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению						
		Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм						
		Метод ИФА анализа	Количественный						
		Калибровочные пробы	5 калибровочных проб, содержащие 0, 5, 25, 50, 100 МЕ/л ФСГ. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.						
		Контрольная сыворотка	Наличие						
		Диапазон выявления концентраций	5-100 МЕ/л						
		Чувствительность	<2 МЕ/л						
		Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.						
		Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%						
		Инструкция по использованию набора (язык)	Русский						
		Упаковка	Прозрачная zipперная. Целфеновая вакуумная упаковка планшета.						
Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие								
Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие								
Набор реагентов для иммуноферментного определения общего ТЕСТОСТЕРОНА	Хема, Россия	Принцип анализа	Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ	наб.	2 686,20	2	5 372,40		
		Количество анализов (включая контроли)	96 анализов						

	сыворотке и плазме крови		<table border="1"> <tr><td>Формат планшета</td><td>96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок</td></tr> <tr><td>Образец для анализа</td><td>Сыворотка, плазма</td></tr> <tr><td>Температура инкубации</td><td>37°С</td></tr> <tr><td>Общее время инкубации</td><td>75 минут</td></tr> <tr><td>Хромогенный субстрат</td><td>Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению</td></tr> <tr><td>Регистрация ИФА реакции</td><td>Фотометрический метод при длине волны: 450 нм</td></tr> <tr><td>Метод ИФА анализа</td><td>Количественный</td></tr> <tr><td>Калибровочные пробы</td><td>6 калибровочных проб, содержащих 0, 1, 5, 10, 20, 40 нмоль/л Тестостерона. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.</td></tr> <tr><td>Контрольная сыворотка</td><td>2 контрольные сыворотки</td></tr> <tr><td>Диапазон выявления концентраций</td><td>0,1-40 нмоль/л</td></tr> <tr><td>Чувствительность</td><td>2,5 нмоль/л</td></tr> <tr><td>Комплектация</td><td>Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.</td></tr> <tr><td>Остаточный срок годности на момент поставки</td><td>Не менее 80%</td></tr> <tr><td>Инструкция по использованию набора (язык)</td><td>Русский</td></tr> <tr><td>Упаковка</td><td>Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.</td></tr> <tr><td>Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.</td><td>Наличие</td></tr> <tr><td>Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680</td><td>Наличие</td></tr> </table>	Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок	Образец для анализа	Сыворотка, плазма	Температура инкубации	37°С	Общее время инкубации	75 минут	Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению	Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм	Метод ИФА анализа	Количественный	Калибровочные пробы	6 калибровочных проб, содержащих 0, 1, 5, 10, 20, 40 нмоль/л Тестостерона. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.	Контрольная сыворотка	2 контрольные сыворотки	Диапазон выявления концентраций	0,1-40 нмоль/л	Чувствительность	2,5 нмоль/л	Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.	Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%	Инструкция по использованию набора (язык)	Русский	Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.	Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие	Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие						
Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок																																										
Образец для анализа	Сыворотка, плазма																																										
Температура инкубации	37°С																																										
Общее время инкубации	75 минут																																										
Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению																																										
Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм																																										
Метод ИФА анализа	Количественный																																										
Калибровочные пробы	6 калибровочных проб, содержащих 0, 1, 5, 10, 20, 40 нмоль/л Тестостерона. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.																																										
Контрольная сыворотка	2 контрольные сыворотки																																										
Диапазон выявления концентраций	0,1-40 нмоль/л																																										
Чувствительность	2,5 нмоль/л																																										
Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.																																										
Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%																																										
Инструкция по использованию набора (язык)	Русский																																										
Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.																																										
Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие																																										
Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие																																										
	Набор реагентов для иммуноферментного определения ЭСТРАДИОЛА в сыворотке и плазме крови	Хема, Россия	<table border="1"> <tr><td>Принцип анализа</td><td>Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ</td></tr> <tr><td>Количество анализов (включая контроли)</td><td>96 анализов</td></tr> <tr><td>Формат планшета</td><td>96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок</td></tr> <tr><td>Образец для анализа</td><td>Сыворотка, плазма</td></tr> <tr><td>Температура инкубации</td><td>37°С</td></tr> <tr><td>Общее время инкубации</td><td>Не более 120 минут</td></tr> <tr><td>Хромогенный субстрат</td><td>Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению</td></tr> <tr><td>Регистрация ИФА реакции</td><td>Фотометрический метод при длине волны: 450 нм</td></tr> <tr><td>Метод ИФА анализа</td><td>Количественный</td></tr> <tr><td>Калибровочные пробы</td><td>6 калибровочных проб, содержащих 0, 0,1, 0,3, 1, 3, 20 нмоль/л Эстрадиола. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.</td></tr> </table>	Принцип анализа	Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ	Количество анализов (включая контроли)	96 анализов	Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок	Образец для анализа	Сыворотка, плазма	Температура инкубации	37°С	Общее время инкубации	Не более 120 минут	Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению	Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм	Метод ИФА анализа	Количественный	Калибровочные пробы	6 калибровочных проб, содержащих 0, 0,1, 0,3, 1, 3, 20 нмоль/л Эстрадиола. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.	наб.	4 501,20	2	9 002,40																
Принцип анализа	Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ																																										
Количество анализов (включая контроли)	96 анализов																																										
Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок																																										
Образец для анализа	Сыворотка, плазма																																										
Температура инкубации	37°С																																										
Общее время инкубации	Не более 120 минут																																										
Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению																																										
Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм																																										
Метод ИФА анализа	Количественный																																										
Калибровочные пробы	6 калибровочных проб, содержащих 0, 0,1, 0,3, 1, 3, 20 нмоль/л Эстрадиола. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.																																										

			<table border="1"> <tr> <td>Контрольная сыворотка</td> <td>Наличие</td> </tr> <tr> <td>Диапазон выявления концентраций</td> <td>0,1-20,0 нмоль/л</td> </tr> <tr> <td>Чувствительность</td> <td>0,05 нмоль/л</td> </tr> <tr> <td>Комплектация</td> <td>Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.</td> </tr> <tr> <td>Остаточный срок годности на момент поставки</td> <td>Не менее 80%</td> </tr> <tr> <td>Инструкция по использованию набора (язык)</td> <td>Русский</td> </tr> <tr> <td>Упаковка</td> <td>Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.</td> </tr> <tr> <td>Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.</td> <td>Наличие</td> </tr> <tr> <td>Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680</td> <td>Наличие</td> </tr> </table>	Контрольная сыворотка	Наличие	Диапазон выявления концентраций	0,1-20,0 нмоль/л	Чувствительность	0,05 нмоль/л	Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.	Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%	Инструкция по использованию набора (язык)	Русский	Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.	Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие	Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие																				
Контрольная сыворотка	Наличие																																								
Диапазон выявления концентраций	0,1-20,0 нмоль/л																																								
Чувствительность	0,05 нмоль/л																																								
Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.																																								
Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%																																								
Инструкция по использованию набора (язык)	Русский																																								
Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.																																								
Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие																																								
Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие																																								
Набор реагентов для иммуноферментного определения ГОРМОНА РОСТА в сыворотке и плазме крови	Хема, Россия	<table border="1"> <tr> <td>Принцип анализа</td> <td>Двухстадийный "сандвич" иммуноферментный анализ</td> </tr> <tr> <td>Количество анализов (включая контроли)</td> <td>96 анализов</td> </tr> <tr> <td>Формат планшета</td> <td>96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок</td> </tr> <tr> <td>Образец для анализа</td> <td>Сыворотка, плазма</td> </tr> <tr> <td>Температура инкубации</td> <td>18-25°C</td> </tr> <tr> <td>Общее время инкубации</td> <td>Не более 120 минут</td> </tr> <tr> <td>Хромогенный субстрат</td> <td>Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению</td> </tr> <tr> <td>Регистрация ИФА реакции</td> <td>Фотометрический метод при длине волны: 450 нм</td> </tr> <tr> <td>Метод ИФА анализа</td> <td>Количественный</td> </tr> <tr> <td>Калибровочные пробы</td> <td>5 калибровочных проб, содержащие 0, 1, 10, 25, 50 мМЕ/л ГР. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.</td> </tr> <tr> <td>Контрольная сыворотка</td> <td>Наличие</td> </tr> <tr> <td>Диапазон выявления концентраций</td> <td>1-50 мМЕ/л</td> </tr> <tr> <td>Чувствительность</td> <td>0,25 мМЕ/л</td> </tr> <tr> <td>Комплектация</td> <td>Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.</td> </tr> <tr> <td>Остаточный срок годности на момент поставки</td> <td>Не менее 80%</td> </tr> <tr> <td>Инструкция по использованию набора (язык)</td> <td>Русский</td> </tr> <tr> <td>Упаковка</td> <td>Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная</td> </tr> </table>	Принцип анализа	Двухстадийный "сандвич" иммуноферментный анализ	Количество анализов (включая контроли)	96 анализов	Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок	Образец для анализа	Сыворотка, плазма	Температура инкубации	18-25°C	Общее время инкубации	Не более 120 минут	Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению	Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм	Метод ИФА анализа	Количественный	Калибровочные пробы	5 калибровочных проб, содержащие 0, 1, 10, 25, 50 мМЕ/л ГР. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.	Контрольная сыворотка	Наличие	Диапазон выявления концентраций	1-50 мМЕ/л	Чувствительность	0,25 мМЕ/л	Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.	Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%	Инструкция по использованию набора (язык)	Русский	Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная	наб.	4 356,00	1	4 356,00	
Принцип анализа	Двухстадийный "сандвич" иммуноферментный анализ																																								
Количество анализов (включая контроли)	96 анализов																																								
Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок																																								
Образец для анализа	Сыворотка, плазма																																								
Температура инкубации	18-25°C																																								
Общее время инкубации	Не более 120 минут																																								
Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению																																								
Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм																																								
Метод ИФА анализа	Количественный																																								
Калибровочные пробы	5 калибровочных проб, содержащие 0, 1, 10, 25, 50 мМЕ/л ГР. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.																																								
Контрольная сыворотка	Наличие																																								
Диапазон выявления концентраций	1-50 мМЕ/л																																								
Чувствительность	0,25 мМЕ/л																																								
Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.																																								
Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%																																								
Инструкция по использованию набора (язык)	Русский																																								
Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная																																								

				упаковка планшета.					
				Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие				
				Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие				
	Набор реагентов для иммуноферментного определения ОБЩЕГО ПРОСТАТСПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕНА в сыворотке и плазме крови	Хема, Россия		Принцип анализа	Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ	наб.	2 120,80	6	12 724,80
				Количество анализов (включая контроли)	96 анализов				
				Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок				
				Образец для анализа	Сыворотка, плазма				
				Температура инкубации	37°С				
				Общее время инкубации	Не более 75 минут				
				Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению				
				Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм				
				Метод ИФА анализа	Количественный				
				Калибровочные пробы	5 калибровочных проб, содержащих 0, 1,5, 5, 10, 50, 30, нг/мл Об ПСА. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.				
				Контрольная сыворотка	Наличие				
				Диапазон выявления концентраций	1,5-30 нг/мл				
				Чувствительность	0,3 нг/мл				
				Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.				
				Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%				
				Инструкция по использованию набора (язык)	Русский				
				Упаковка	Прозрачная зипперная. Целфеновая вакуумная упаковка планшета.				
				Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие				
				Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие				
	Набор реагентов для иммуноферментного определения Антигена СА-125 в сыворотке и плазме крови	Хема, Россия		Принцип анализа	Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ	наб.	3 173,50	3	9 520,50
				Количество анализов (включая контроли)	96 анализов				
				Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок				
				Образец для анализа	Сыворотка, плазма				
				Температура инкубации	37°С				
				Общее время инкубации	Не более 60 минут				

			<table border="1"> <tr> <td>Хромогенный субстрат</td> <td>Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению</td> </tr> <tr> <td>Регистрация ИФА реакции</td> <td>Фотометрический метод при длине волны: 450 нм</td> </tr> <tr> <td>Метод ИФА анализа</td> <td>Количественный</td> </tr> <tr> <td>Калибровочные пробы</td> <td>6 калибровочных проб, содержащих 0, 25,50, 100, 200, 400 Ед/мл СА-125. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.</td> </tr> <tr> <td>Контрольная сыворотка</td> <td>Наличие</td> </tr> <tr> <td>Диапазон выявления концентраций</td> <td>25-400 Ед/мл</td> </tr> <tr> <td>Чувствительность</td> <td>10 Ед/мл</td> </tr> <tr> <td>Комплектация</td> <td>Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.</td> </tr> <tr> <td>Остаточный срок годности на момент поставки</td> <td>Не менее 80%</td> </tr> <tr> <td>Инструкция по использованию набора (язык)</td> <td>Русский</td> </tr> <tr> <td>Упаковка</td> <td>Прозрачная zipперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.</td> </tr> <tr> <td>Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.</td> <td>Наличие</td> </tr> <tr> <td>Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680</td> <td>Наличие</td> </tr> </table>	Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению	Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм	Метод ИФА анализа	Количественный	Калибровочные пробы	6 калибровочных проб, содержащих 0, 25,50, 100, 200, 400 Ед/мл СА-125. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.	Контрольная сыворотка	Наличие	Диапазон выявления концентраций	25-400 Ед/мл	Чувствительность	10 Ед/мл	Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.	Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%	Инструкция по использованию набора (язык)	Русский	Упаковка	Прозрачная zipперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.	Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие	Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие				
Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению																																
Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм																																
Метод ИФА анализа	Количественный																																
Калибровочные пробы	6 калибровочных проб, содержащих 0, 25,50, 100, 200, 400 Ед/мл СА-125. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.																																
Контрольная сыворотка	Наличие																																
Диапазон выявления концентраций	25-400 Ед/мл																																
Чувствительность	10 Ед/мл																																
Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.																																
Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%																																
Инструкция по использованию набора (язык)	Русский																																
Упаковка	Прозрачная zipперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.																																
Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие																																
Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие																																
Набор реагентов для иммуоферментного определения ЛЮТЕОТРОПНОГО ГОРМОНА в сыворотке и плазме крови	Хема, Россия	<table border="1"> <tr> <td>Образец для анализа</td> <td>Сыворотка, плазма</td> </tr> <tr> <td>Температура инкубации</td> <td>37°C</td> </tr> <tr> <td>Общее время инкубации</td> <td>Не более 135 минут</td> </tr> <tr> <td>Хромогенный субстрат</td> <td>Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению</td> </tr> <tr> <td>Регистрация ИФА реакции</td> <td>Фотометрический метод при длине волны: 450 нм</td> </tr> <tr> <td>Метод ИФА анализа</td> <td>Количественный</td> </tr> <tr> <td>Калибровочные пробы</td> <td>5 калибровочных проб, содержащих 0, 5, 25, 50, 100 МЕ/л ЛГ. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.</td> </tr> <tr> <td>Контрольная сыворотка</td> <td>Наличие</td> </tr> <tr> <td>Диапазон выявления концентраций</td> <td>5-100 МЕ/л</td> </tr> <tr> <td>Чувствительность</td> <td><2 МЕ/л</td> </tr> <tr> <td>Комплектация</td> <td>Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.</td> </tr> <tr> <td>Остаточный срок годности на момент поставки</td> <td>Не менее 80%</td> </tr> </table>	Образец для анализа	Сыворотка, плазма	Температура инкубации	37°C	Общее время инкубации	Не более 135 минут	Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению	Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм	Метод ИФА анализа	Количественный	Калибровочные пробы	5 калибровочных проб, содержащих 0, 5, 25, 50, 100 МЕ/л ЛГ. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.	Контрольная сыворотка	Наличие	Диапазон выявления концентраций	5-100 МЕ/л	Чувствительность	<2 МЕ/л	Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.	Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%	наб.	2 758,80	3	8 276,40			
Образец для анализа	Сыворотка, плазма																																
Температура инкубации	37°C																																
Общее время инкубации	Не более 135 минут																																
Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению																																
Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм																																
Метод ИФА анализа	Количественный																																
Калибровочные пробы	5 калибровочных проб, содержащих 0, 5, 25, 50, 100 МЕ/л ЛГ. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.																																
Контрольная сыворотка	Наличие																																
Диапазон выявления концентраций	5-100 МЕ/л																																
Чувствительность	<2 МЕ/л																																
Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.																																
Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%																																

			Инструкция по использованию набора (язык)	Русский																																																																																																		
			Упаковка	Прозрачная zipперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.																																																																																																		
			Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие																																																																																																		
			Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие																																																																																																		
	Одностадийный иммунохроматографический тест на беременность для определения хорионического гонадотропина человека в сыворотке или моче человека	Хуман, Германия	20 шт. х 3 пенала Тестовые стрипы в алюминиевых пеналах с крышками Содержат: красный краситель, антитела к α -субъединице ХГЧ (мышинные, моноклональные), антитела к β -субъединице ХГЧ (мышинные, моноклональные) и антитела к IgG мыши (козьи, поликлональные)		наб.	3 253,58	3	9 760,74																																																																																														
	Тест-система иммуноферментная для определения концентрации Тропонина I в сыворотке и плазме крови	Хема, Россия	Чувствительность 0,25 нг/мл Калибровочные пробы: 0; 0,3; 1; 3; 10 нг/мл, контрольная сыворотка Без шейкирования, 37 Все компоненты готовы к использованию		наб.	5 082,00	1	5 082,00																																																																																														
	Гормокон набор контролей для иммуноанализа	Хема, Россия	<p>Перечень используемых производителей тест-систем и анализаторов</p> <p>Хема-Медика (ИФА), Россия Алкор-Био (ИФА), Россия Вектор-Бест (ИФА), Россия НВО Иммунотех (ИФА), Россия Abbott Laboratories (Abbott AxSYM), США Bayer Diagnostics (Bayer Advia Centaur), США Diagnostic Products Corporation (DPC Immulite 2000), США Roche Diagnostics GmbH (Roche Elecsys 2010), Германия</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Описание</th> <th>К-во</th> <th>Ед-цы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контроль N (средний уровень), по 2мл</td> <td>2</td> <td>шт</td> </tr> <tr> <td>Контроль H (высокий уровень), по 2 мл</td> <td>2</td> <td>шт</td> </tr> <tr> <td>Инструкция Набор контролей ГормоКон, русская</td> <td>1</td> <td>шт</td> </tr> <tr> <td>Паспорт контроля качества Набор контролей ГормоКон</td> <td>1</td> <td>шт</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Аналит</th> <th rowspan="2">Единицы</th> <th colspan="3">Контроль N</th> <th colspan="3">Контроль H</th> </tr> <tr> <th>среднее</th> <th colspan="2">диапазон</th> <th>среднее</th> <th colspan="2">диапазон</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ТТГ</td> <td>мМЕд/л</td> <td>1,76</td> <td>1,58</td> <td>1,94</td> <td>8,2</td> <td>7,38</td> <td>9,02</td> </tr> <tr> <td>ЛГ</td> <td>МЕд/л</td> <td>9,9</td> <td>8,91</td> <td>10,89</td> <td>26,3</td> <td>23,67</td> <td>28,93</td> </tr> <tr> <td>ФСГ</td> <td>МЕд/л</td> <td>31,6</td> <td>28,44</td> <td>34,76</td> <td>>50</td> <td>>50</td> <td>>50</td> </tr> <tr> <td>ХГ</td> <td>МЕд/л</td> <td>2,5</td> <td>2,25</td> <td>2,75</td> <td>32,5</td> <td>29,25</td> <td>35,75</td> </tr> <tr> <td>Гормон роста</td> <td>мМЕ/л</td> <td>26</td> <td>23,40</td> <td>28,60</td> <td>>50</td> <td>>50</td> <td>>50</td> </tr> <tr> <td>Пролактин</td> <td>мМЕ/л</td> <td>163</td> <td>146,70</td> <td>179,30</td> <td>1678</td> <td>1510,20</td> <td>1845,80</td> </tr> <tr> <td>Т3</td> <td>пмоль/л</td> <td>3,3</td> <td>2,97</td> <td>3,63</td> <td>10,02</td> <td>9,02</td> <td>11,02</td> </tr> <tr> <td>св Т3</td> <td>пмоль/л</td> <td>7,5</td> <td>6,75</td> <td>8,25</td> <td>23,9</td> <td>21,51</td> <td>26,29</td> </tr> </tbody> </table>		Описание	К-во	Ед-цы	Контроль N (средний уровень), по 2мл	2	шт	Контроль H (высокий уровень), по 2 мл	2	шт	Инструкция Набор контролей ГормоКон, русская	1	шт	Паспорт контроля качества Набор контролей ГормоКон	1	шт	Аналит	Единицы	Контроль N			Контроль H			среднее	диапазон		среднее	диапазон		ТТГ	мМЕд/л	1,76	1,58	1,94	8,2	7,38	9,02	ЛГ	МЕд/л	9,9	8,91	10,89	26,3	23,67	28,93	ФСГ	МЕд/л	31,6	28,44	34,76	>50	>50	>50	ХГ	МЕд/л	2,5	2,25	2,75	32,5	29,25	35,75	Гормон роста	мМЕ/л	26	23,40	28,60	>50	>50	>50	Пролактин	мМЕ/л	163	146,70	179,30	1678	1510,20	1845,80	Т3	пмоль/л	3,3	2,97	3,63	10,02	9,02	11,02	св Т3	пмоль/л	7,5	6,75	8,25	23,9	21,51	26,29	наб	5000,00	1	5000,00	
Описание	К-во	Ед-цы																																																																																																				
Контроль N (средний уровень), по 2мл	2	шт																																																																																																				
Контроль H (высокий уровень), по 2 мл	2	шт																																																																																																				
Инструкция Набор контролей ГормоКон, русская	1	шт																																																																																																				
Паспорт контроля качества Набор контролей ГормоКон	1	шт																																																																																																				
Аналит	Единицы	Контроль N			Контроль H																																																																																																	
		среднее	диапазон		среднее	диапазон																																																																																																
ТТГ	мМЕд/л	1,76	1,58	1,94	8,2	7,38	9,02																																																																																															
ЛГ	МЕд/л	9,9	8,91	10,89	26,3	23,67	28,93																																																																																															
ФСГ	МЕд/л	31,6	28,44	34,76	>50	>50	>50																																																																																															
ХГ	МЕд/л	2,5	2,25	2,75	32,5	29,25	35,75																																																																																															
Гормон роста	мМЕ/л	26	23,40	28,60	>50	>50	>50																																																																																															
Пролактин	мМЕ/л	163	146,70	179,30	1678	1510,20	1845,80																																																																																															
Т3	пмоль/л	3,3	2,97	3,63	10,02	9,02	11,02																																																																																															
св Т3	пмоль/л	7,5	6,75	8,25	23,9	21,51	26,29																																																																																															

			T4	нмоль/л	85	76,50	93,50	261	234,90	287,10					
			св T4	пмоль/л	16,2	14,58	17,82	57,9	52,11	63,69					
			Прогестерон	нмоль/л	16,2	14,58	17,82	>100	>100	>100					
			Эстрадиол	нмоль/л	0,27	0,24	0,30	4,91	4,42	5,40					
			Тестостерон	нмоль/л	3,52	3,17	3,87	25,6	23,04	28,16					
			Кортизол	нмоль/л	299,3	269,3 7	329,2 3	982,4	884,16	1080,64					
			ДЭАС	мкг/мл	0,81	0,73	0,89	17,3	15,57	19,03					
			17-ОН-Прогестерон	нмоль/л	2,1	1,89	2,31	23,8	21,42	26,18					
			IgE	МЕд/мл	125,00	112,5 0	137,5 0	290,0	261,0	319,0					
	Набор реагентов для количественного определения содержания общего и прямого БИЛИРУБИНА в сыворотке крови	Диакон, Россия	<p>Принцип метода Прямой (конъюгированный) билирубин взаимодействует с диазотированной сульфаниловой кислотой с образованием окрашенного азосоединения, интенсивность окраски которого измеряется фотометрически при длине волны 546 нм. Общий билирубин (прямой и неконъюгированный) в присутствии диазотированного дихлоранилина вступает в реакции азосочетания и образует красный окрашенный комплекс азокрасителя в кислом растворе, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна содержанию билирубина в пробе и измеряется фотометрически при длине волны 546 нм.</p> <p>Состав набора 3x100 мл + 3x3,0 мл + 3x100 мл + 1x1,0 мл стандарт</p> <p>Реагент 1: 2,4-дихлоранилин, ммоль/л 0,75 Соляная кислота, ммоль/л 20 Тезит, г/л 15</p> <p>Реагент 2: Нитрит натрия, ммоль/л 75</p> <p>Реагент 3: Сульфаниловая кислота, ммоль/л 29 Соляная кислота, ммоль/л 17</p> <p>Реагент 4: Калибратор (лиофилизат билирубина, концентрация указана на этикетке флакона), мкмоль/л "а"</p> <p>Аналитические характеристики Набор обеспечивает линейную область определения концентрации билирубина в диапазоне от 4,0 до 510 мкмоль/л общего и до 137 мкмоль/л прямого билирубина, отклонение от линейности не превышает 7%. Чувствительность – не более 3,0 мкмоль/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 7%.</p>								наб.	504,90	3	1 514,70	При поставке на каждую партию товара: предоставление копии сертификата соответствия (Постановление Правительства № 1013 от 13.08.1997 г.) или декларации о соответствии (Постановление Правительства РФ № 766 от 07.07.1999г.). При заключении муниципального контракта: предоставление копии регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР РФ № 735 от 30.10.2006 г.)
	Тимоловая проба	Лахема, Чехия	Состав: концентрат тимола 17 мл, калибратор 1x11 мл, калибратор 1 2x5 мл								наб.	421,30	1	421,30	
	АЛАТ-АЛАТ-GPT 118	Биокон, Германия	Набор состоит из: 110 мл - буфер, 10 флак x 10 мл ферментный реагент								наб.	1 034,00	5	5 170,00	
	Набор для определения концентрации общего холестерина энзиматическим колориметрическим методом.	Витал, Россия	При гидролизе эфиров холестерина холестероэстеразой образуется свободный холестерин. Образовавшийся и имеющийся в пробе холестерин окисляется кислородом воздуха под действием холестеролоксидазы с образованием эквимолярного количества перекиси водорода. Под действием пероксидазы перекись водорода окисляет хромогенные субстраты с образованием окрашенного продукта. Интенсивность								наб.	1 518,00	3	4 554,00	

			<p>окраски пропорциональна концентрации холестерина в пробе. Состав набора: Буфер 2x250мл, лиофилизат 2фл, калибратор 1x1,5мл Реагент 1- буфер, рН 7,3: Фосфатный буфер, ммоль/л 100 Фенол, ммоль/л 20 Реагент 2- лиофилизат Холестеролэстераза, У/л 400 Холестеролоксидаза, У/л 250 РОD, У/л 500 Хромогены, активаторы, стабилизаторы Реагент 3- калибратор Холестерин, ммоль/л 5,17 Аналитические характеристики: Линейность: отклонение не более 5 % Чувствительность: не более 0,3 ммоль/л Коэффициент вариации: не более 5 % Время проведения анализа: 5 мин</p>				
	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы	Диакон, Россия	1 фл x 1 л	наб.	1 003,75	2	2 007,50
	Набор для определения креатинина кин.	Диакон, Россия	<p>Принцип метода Метод основан на реакции Яффе. Креатинин в щелочной среде взаимодействует с пикриновой кислотой с образованием окрашенного комплекса, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна концентрации креатинина в образце и измеряется фотометрически при длине волны 500 (490 - 510) нм. Состав набора: 3x100 мл + 3x100 мл + 2x3 мл стандарт Реагент 1: Пикриновая кислота, ммоль/л 35,2 Реагент 2: Гидроокись натрия, моль/л 0,32 Реагент 3: Калибратор, мкмоль/л 177 Аналитические характеристики Набор обеспечивает линейную область определения концентрации креатинина в диапазоне от 35,4 до 1062 мкмоль/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность – не более 25 мкмоль/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 5%.</p>	наб.	1 066,45	4	4 265,80
	Набор для определения мочевины кин.	Диакон, Россия	<p>Принцип метода Уреаза катализирует гидролиз мочевины с образованием аммиака и углекислого газа. При взаимодействии аммиака с а-кетоглутаратом в присутствии глутаматдегидрогеназы происходит окисление НАДН. Скорость окисления НАДН прямо пропорциональна концентрации мочевины и измеряется фотометрически. Состав набора 5x80 мл + 1x100 мл + 2x3,0 мл стандарт Реагент 1: Трис-буфер рН, ммоль/л 120 а-кетоглутарат, ммоль/л 7 АДФ, ммоль/л 0,6 Уреаза, Е/л 6000 Глутаматдегидрогеназа, Е/л 1000</p>	наб.	2 641,10	4	10 564,40

			Азид натрия, г/л 0,95 Реагент 2: НАДН, ммоль/л 0,25 Азид натрия, г/л 0,95 Реагент 3: Калибратор, ммоль/л 8,3 Аналитические характеристики Набор обеспечивает линейную область определения концентрации мочевины в диапазоне от 2,0 до 50 ммоль/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность – не более 1,0 ммоль/л, коэффициент вариации результатов определений – не более 5%.				
Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме кровезиматическим колориметрическим методом	Витал, Россия	Состав набора: 2x50мл Реагент №1 – буфер, pH 7,5 TRIS буфер, ммоль/л 50 4-хлорфенол, ммоль/л 4 Mg2, ммоль/л 1 Детергенты, активаторы, стабилизаторы Реагент №2 – лиофилизат АФТ, ммоль/л 2 Пероксидаза, U/л 5000 Липаза, U/л 150 Глицерокиназа, U/л 1200 Глицерофосфатоксидаза, U/л 4000 4-аминоантипирин, ммоль/л 0,4 Детергенты, активаторы, стабилизаторы Реагент №3 – калибратор Триглицериды, ммоль/л 2,85 Аналитические характеристики: Линейность: отклонение не более 5% Чувствительность: не более 0,25 ммоль/л Коэффициент вариации: не более 5% Время проведения анализа: 10 мин	наб.	992,53	5	4 962,65	
Набор реагентов для определения концентрации липопротеидов высокой плотности в сыворотке и плазме крови методом селективной преципитации	Витал, Россия	Состав набора: 2x50мл Реагент №1 – осаждающий реагент Фосфорновольфрамовая кислота, ммоль/л 0,55 Магния хлорид, ммоль/л 25 Реагент №2 – калибратор Холестерин, ммоль/л 1,29 Аналитические характеристики: Линейность: отклонение не более 5% Чувствительность: не более 0,15 ммоль/л Коэффициент вариации: не более 5% Время проведения анализа: 25-30 мин	наб.	653,40	1	653,40	
Набор для определения КАЛЬЦИЯ	Витал, Россия	200 мл.	наб.	374,00	1	374,00	
Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом без	Витал, Россия	Состав набора: реагент 1 - 96 мл, реагент 2 - 5,6 мл, реагент 3 - 1 мл Реагент №1 Гуанидин гидрохлорид, моль/л 2,5 Nitro-PAPS, ммоль/л 3,6	наб.	1 406,02	1	1 406,02	

	депротеинизации		Детергенты, стабилизаторы Реагент №2 Хелатор, ммоль/л 40 Ацетатный буфер, ммоль/л 30 Реагент №3 – калибратор Железо, мкмоль/л 30 Аналитические характеристики: Линейность: отклонение не более 5 % Чувствительность: не более 5 мкмоль/л Коэффициент вариации: не более 5 % Время проведения анализа: 10 мин				
	Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в биологических жидкостях энзиматическим колориметрическим методом.	Витал, Россия	Состав набора: реагент 1 - 2x50 мл, реагент 2 - 2 фл с сухим лиофилизатом, реагент 3 - 1.5 мл Реагент №1 – буфер Фосфат, ммоль/л 150 3.5-дифлоро-2-фенолсульфонат, ммоль/л 2,5 Детергенты Реагент №2 – Лиофилизат Уриказы, U/л 300 Аскорбатоксидаза, U/л 250 Пероксидаза, U/л 250 4-аминоантипирин, ммоль/л 0,25 Реагент №3 – калибратор Мочевая кислота, мкмоль/л 357 Альбумин, г/л 50 Стабилизаторы Аналитические характеристики: Линейность: отклонение не более 5 % Чувствительность: не более 40 мкмоль/л Коэффициент вариации: не более 5 % Время проведения анализа: 5 мин	наб.	539,33	6	3 235,98
	Набор реагентов для определения концентрации хлоридов в сыворотке (плазме) крови в моче колориметрическим методом	Витал, Россия	Состав набора: реагент 1- 2x100 мл, реагент 2- 1,5 мл Реагент №1 – монореагент Hg(SCN)2, ммоль/л 2 Fe(NO3)3, ммоль/л 30 HNO3, ммоль/л 4 Реагент №2 – калибратор Хлорид-ионы, ммоль/л 100 Аналитические характеристики: Линейность: отклонение не более 5 % Чувствительность: не более 5 ммоль/л Коэффициент вариации: не более 5 % Время проведения анализа: 5 мин	наб.	320,65	1	320,65
	Набор для определения щелочной фосфатазы	Витал, Россия	Состав: реагент 1 - 200 мл, реагент 2 - 50 мл	наб.	831,05	3	2 493,15
	Набор для определения активности гамма-глутамилтрансферазы оптимизированным кинетическим методом	Витал, Россия	Аналитические характеристики: Линейность: отклонение не более 5 % Чувствительность: не более 6U/л Коэффициент вариации: не более 5 % Время проведения анализа: 4 мин	наб.	418,00	6	2 508,00
	Набор реагентов для	Витал, Россия	Состав набора:	наб.	2 398,00	2	4 796,00

	определения активности альфа-амилазы в сыворотке (плазме) крови и моче оптимизированным энзиматическим кинетическим методом		<p>2x60мл Реагент №1 – буфер, pH 7.1 Конечная концентрация в рабочем реагенте HEPES, ммоль/л 100 NaCl, ммоль/л 50 MgCl2, ммоль/л 10 Альфа-глюкозидаза, U/л 2500 Реагент №2 – субстрат EPS, ммоль/л 5 реагент 1 - 40 мл, реагент 2 - 10 мл Аналитические характеристики: Линейность: отклонение не более 5 % Чувствительность: не более 40 U/л Коэффициент вариации: не более 5 % Время проведения анализа: 3 мин</p>					
	Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации	Ольвекс, Россия	<p>Состав набора: 100 опр Реагент 1. антиСРБ-латекс суспензия (2 мл); Реагент 2. Разбавитель (10 мл); Реагент 3. Положительный контроль (0,1 мл) - ([СРБ] > 6 мг/л); Реагент 4. Отрицательный контроль (0,2 мл) - ([СРБ] < 6 мг/л); Реагент 5. Слабоположительный контроль (0,2 мл) - ([СРБ] ~ 6 мг/л). В состав набора входит также тест-пластины (слайды).</p>	наб.	459,80	2	919,60	
	Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови методом латекс-агглютинации	Ольвекс, Россия	<p>Состав набора: 100 опр Реагент 1. антиРФ-латекс суспензия (2 мл); Реагент 2. Разбавитель (10 мл); Реагент 3. Положительный контроль (0,1 мл) - ([РФ] > 8 МЕ/мл); Реагент 4. Отрицательный контроль (0,2 мл) - ([РФ] < 8 МЕ/мл); Реагент 5. Слабоположительный контроль (0,2 мл) - ([РФ] ~ 8 МЕ/мл). В состав набора входит также тест-пластины (слайды).</p>	наб.	429,00	1	429,00	
	Набор для определения общей активности креатинкиназы оптимизированным кинетическим методом	Витал, Россия	<p>Состав набора: 5x10мл Реагент №1 – буфер, pH 6,7 Реагент №2 – лиофилизат Аналитические характеристики: Линейность: отклонение не более 5 % Чувствительность: не более 20 U/л Коэффициент вариации: не более 5 % Время проведения анализа: 3-6 мин</p>	наб.	1 332,10	5	6 660,50	
	Набор для определения активности МВ изозима креатинкиназы высокочувствительным кинетическим иммунологическим методом	Витал, Россия	<p>Состав набора: Реагент №1 – буфер, pH 6,7 Реагент №2 – лиофилизат Аналитические характеристики: Линейность: отклонение не более 5 % Чувствительность: не более 4,5 U/л Коэффициент вариации: не более 5 % Время проведения анализа: 3-6 мин</p>	наб.	3 532,10	6	21 192,60	
	Набор для определения активности лактатдегидрогеназы оптимизированным	Витал, Россия	<p>Состав набора: Реагент №1 – буфер, pH 7,5 Реагент №2 – лиофилизат Аналитические характеристики:</p>	наб.	275,00	5	1 375,00	

	кинетическим UV методом		<p>Линейность: отклонение не более 5%</p> <p>Чувствительность: не более 100 U/л</p> <p>Коэффициент вариации: не более 5%</p> <p>Время проведения анализа: 4 мин</p>				
	Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени	Ренам, Россия	<p>Принцип метода.</p> <p>Инкубирование плазмы с оптимальным стандартизованным соотношением фосфолипидов и каолина активирует факторы внутреннего пути свертывания. Добавление в систему ионов кальция купирует цитрат плазмы и позволяет получить фибриновый сгусток. В процессе измерения АЧТВ регистрируют время от момента добавления ионов кальция до момента образования сгустка.</p> <p>Состав набора.</p> <p>Коагуло-реагент лиофилизированный (2 мл) - 8 флаконов; 0,025 М раствор кальция хлорида (10 мл) - 2 флакона на 280 опр.) (АЧТВ-реагент 4 мл - 7 фл., СаСl 10 мл - 3 фл.</p>	наб.	1 309,00	10	13 090,00
	Цоликлоны Анти-А	Медиклон, Россия	Флакон-капельница матового цвета, объемом – 10 мл.	мл	5,61	200	1 122,00
	Цоликлоны Анти-В	Медиклон, Россия	Флакон-капельница матового цвета, объемом – 10 мл.	мл	5,61	200	1 122,00
	Цоликлоны Анти-Дсупер	Медиклон, Россия	Флакон-капельница матового цвета, объемом – 10 мл.	мл	13,20	200	2 640,00
	Латексный агглютинационный тест на Д-Димер полный н-р, полуколичественный.	Тринити, Ирландия	<p>80 анализов</p> <p>СОСТАВ НАБОРА</p> <p>1. Латексный реагент (1×1,7 мл) Суспензия латексных частиц, покрытых моноклональными антителами 8D3 к Д-димеру фибрина, в HEPES-буфере, рН=8,2, азид натрия 0,02%.</p> <p>2. Буферный раствор (2×8 мл) Забуференный физраствор, рН=7,3, азид натрия 0,02%.</p> <p>3. Положительный контроль (1×0,2 мл) Лиофилизированная плазма человека, обогащенная Д-димером фибрина.</p> <p>4. Отрицательный контроль (1×0,2 мл) Лиофилизированная плазма человека.</p> <p>5. Палочки для перемешивания 50 палочек для перемешивания.</p> <p>6. Тестовые слайды 16 тестовых слайдов, по 6 тестовых ячеек на каждом.</p>	наб.	12 845,69	12	154 148,28
	Тропонин-I	Ведалаб, Франция	<p>Тип анализа: одностадийная иммунохроматография. Тип образца: сыворотка, плазма (с цитратом или ЭДТА). Набор на 20 определений. Комплектация набора: тест-кассеты в индивидуальной упаковке – 20 шт., одноразовые пластиковые пипетки-капельницы – 20 шт. Захватывающие агенты – поликлональные антитела к тропонину I. Условия хранения 4-30 °С. Требуемое количество образца сыворотки или плазмы – не более 200 мкл. Предварительное разведение образцов – не требуется. Время анализа – не более 20 мин. Учет результатов – визуальный. Внутренний контроль процедуры анализа имеется. Чувствительность – 1 нг/мл</p>	наб.	7 035,27	25	175 881,75
	Д-Димер н-р тест-полосок 04877802190	Рош, Швейцария	10 тестов (Закрытая система Кобас)	уп.	9 185,00	3	27 555,00
	Тропонин-Т набор тест-полосок 04877772190	Рош, Швейцария	10 тестов (Закрытая система Кобас)	уп.	8 360,00	3	25 080,00
	Системный гемолизирующий раствор	Диакон, Россия	Пластиковый непрозрачный флакон, объемом 1 литр с жидким раствором	уп.	1 221,00	3	3 663,00
	Ликвичек Контроль	БиоРад, США	3 уровня "Гематология-16"	фл.	2 420,00	1	2 420,00

	Контрольная кровь	Хуман, Германия	16 параметров	фл.	3 135,00	1	3 135,00
	Изотонический раствор	Реамед, Россия	Пластиковая непрозрачная канистра, объемом 10 литров с жидким раствором, предназначенным для гематологического анализатора Адвия 60.	уп.	897,71	20	17 954,20
	Лизирующий раствор	Реамед, Россия	Пластиковый непрозрачный флакон, объемом 1 литр с жидким раствором, предназначенным для гематологического анализатора Адвия 60.	уп.	2 045,45	5	10 227,25
	Промывающий раствор	Реамед, Россия	Пластиковый непрозрачный флакон, объемом 1 литр с жидким раствором, предназначенным для гематологического анализатора Адвия 60.	уп.	579,59	10	5 795,90
	Набор для ускоренного качественного и полуколичественного определения ассоциированных с сифилисом реактивных антител в сыворотке крови человека.	ДС, Россия	Выпускается в виде неокрашенной суспензии для проведения реакции микропреципитации на стекле. Время анализа -10 мин. Срок годности – 6 мес.	наб.	1 787,50	5	8 937,50
	Гемофан	Лахема, Чехия	Набор тест-полосок (50 полосок в пенале)	уп.	176,00	5	880,00
	Глюкоза в моче	Биоскан, Россия	Набор тест-полосок (100 полосок в пенале)	наб.	108,00	10	1 080,00
	Белок	Биоскан, Россия	Набор тест-полосок (100 полосок в пенале)	уп.	108,00	10	1 080,00
	Серная кислота	Мосреактив, Россия	Жидкость прозрачного цвета, квалификация - хч 1л-1.8кг	кг	110,00	18	1 980,00
ИТОГО в руб.: 757 395,97							

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

На поставку медикаментов

«__» _____ 200__ г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3» г.Владимир, именуемый в дальнейшем Заказчик, в соответствии с Уставом, утвержденным УЗАГВ, в лице главного врача Повха М.Е., с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _____ с другой стороны, руководствуясь ст. 525 - 532 ГК РФ, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме, протокол № _____ от _____ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

- 1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику реактивы (далее именуемый Товар), в количестве согласно приложению, а Заказчик обеспечить оплату данного Товара.
- 1.2. Передача Товара Заказчику осуществляется по накладным и счетам-фактурам.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

- 2.1. Цена единицы поставляемой продукции не может превышать цену единицы продукции в рублевом эквиваленте на момент объявления по результатам открытого аукциона в электронной форме на размещение заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира (приложение 1 к Контракту).
- 2.2. Количество и цена Товара указываются в накладных и счетах-фактурах.
- 2.3. Цена Контракта составляет _____ руб. (цифрами и прописью).

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

- 3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в установленные сторонами сроки поставки путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику.
- 3.2. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента подписания акта приема-передачи поставленного Товара.
- 3.3. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в спецификации поставляемых товаров (приложение 1 к Контракту), а также некомплектный Товар считаются недопоставленными.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

- 4.1. Приемка Товара осуществляется в день поставки Товара. При приемке Товара ответственное лицо:
 - 4.1.1. Проверяет соответствие Товара по количеству, комплектности и качеству требованиям, установленным муниципальным контрактом, а также сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.
 - 4.1.2. Проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиком, на предмет соответствия их оформлению требованиям законодательства

Российской Федерации и условиям муниципального контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации.

4.1.3. При необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

4.1.4. При выявлении несоответствий или недостатков поставленного Товара незамедлительно оформляет акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков оформляет акт устранения недостатков.

4.1.5. Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия Товара условиям муниципального контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

4.2. По результатам приемки поставленного Товара оформляется акт приемки-передачи поставленного Товара по формам № ОС- 1, ОС- 16, утвержденным постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ПОСТАВКИ

5.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик.

5.2. Оплата Товара производится в течение 30 календарных дней после сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком Товара, оформленного актом приема-передачи.

5.3. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка Товара Заказчику осуществляется в соответствии с графиком поставки (приложение 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5.4. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Заказчиком товарных накладных.

5.5. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара, указанного в накладной и счете-фактуре, Заказчик обязан составить в 2 экземплярах акт о недостатке или пересортице.

5.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара.

5.7. В случае, если настоящий Контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ...

6.1. Основанием для финансовой оплаты на поставленный товар является настоящий муниципальный контракт, заключенный между Поставщиком и Заказчиком.

6.2. Для подтверждения качества поставляемого товара согласно п.п. 7.2.3 и 7.2.6. настоящего Контракта и во исполнение ФЗ от 27.12.2002 № 184 «Закон о техническом регулировании» при поставке Товара Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество поставляемого товара. (Декларация соответствия сертификат качества).

6.3. Товар поставляется в ненарушенной упаковке, доставка и разгрузка товара осуществляется силами Поставщика.

6.4. Остаточный срок годности поставляемого товара на момент поставки должен составлять не менее _____ %.

6.5. Поставка товара производится после подписания Контракта в сроки, указанные в п.п. 5.4. настоящего Контракта.

7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.

7.1.2. Осуществлять проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

7.2. Поставщик обязан:

7.2.1. Передать Заказчику Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.2.2. Поставить Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет и обеспечить его разгрузку.

7.2.3. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.4. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком.

Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.

7.2.5. По требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта.

7.2.6. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара, но не менее _____.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

9.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.4. В случае несоблюдения условий поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% стоимости Товара за каждый день просрочки.

9.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

9.6. Все иные противоречия, возникающие между сторонами, регулируются действующим законодательством.

9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

11.2. Контракт может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

Заказчик: МУЗ «Городская больница № 3»
600020 г. Владимир, ул. Каманина, д.25
тел./факс 23-71-42
р/сч 40404810400000030008 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской
области г. Владимир
ИНН 3329007615 КПП 332801001
БИК 041708001 ОКПО 01919478

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:

Заказчик:

_____/_____
М.П.

/_

М.П.

/ М.Е.Повх /

Приложение 1
к муниципальному контракту
на поставки товаров
от "___" _____ 200_ N _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Наименование товара	Ед. изм.	Цена за ед., в руб.	Кол-во	Сумма, в руб.

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

_____ М.Е.Повх
"___" _____ 200 г.

"___" _____ 200 г.

М.П.

М.П.

Приложение 2
к муниципальному контракту
на поставки товаров
от " __ " _____ 200_ N _____

ГРАФИК ПОСТАВКИ

NN	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок исполнения, поставки	Примечание

ЗАКАЗЧИК

_____ М.Е.Повх
" __ " _____ 200 г.

М.П.

ПОСТАВЩИК

_____ " __ " _____ 200 г.

М.П.